

## FICHE TECHNIQUE

### Abaisse-langue Adulte - En bois - Fabrication et bois Européen - Boîte de 100

Texture douce pour le toucher et le frottement sur les lèvres et la bouche du patient. Usage professionnel exclusif

Abaisse langue de qualité supérieure, fabriqué en Europe.

- Issu de Sylviculture Européenne (Espagne).
- Bois utilisé : Peuplier canadien "Populus Canadis"
- Pas d'odeur.
- Pas de goût.
- Sans additif.
- Fibre longitudinale résistante
- Fabricant bénéficiant d'une certification ISO 9001/2002.

#### Caractéristiques :

- Longueur : 150 mm
- Largeur : 18 mm
- Épaisseur : 1,6 mm
- Extrémités arrondies
- Poids : 1,5 g.

Conditionnement et vente par boîte de 100 abaisse-langue.

Matériel médical CE.

*Ne pas utiliser si l'abaisse-langue est endommagé.*

