



Aiguille Blunt biseautée Sol-M™ - Avec filtre - Boîte de 100

Pour aider à réduire le risque de blessures par piqûres d'aiguilles pour le personnel de santé lors de l'élaboration et de la préparation des médicaments.

Pour aider à réduire le risque de blessures par piqûres d'aiguilles pour le personnel de santé lors de l'élaboration et de la préparation des médicaments.

Identification facile - embase à code couleur.

- Aiguille biseautée pour une utilisation avec des flacons.
- Aiguille biseautée avec filtre 5 microns pour une utilisation avec des ampoules de verre.

Facilité d'utilisation

- Les deux aiguilles ont une embase d'aiguille classique compatible avec toutes les seringues standard.

Réduction de la contamination des médicaments

- Le filtre 5 microns dans l'embase de l'aiguille biseautée avec filtre signifie que toutes les particules de verre de plus de 5 microns sont filtrées ce qui les empêchent d'être aspirées dans la seringue avant l'injection.

Emballage individuel stérile. Stérilisation OE. Validité 4 ans.

Conditionné par boîte de 100 aiguilles biseautées.

Matériel médical CE.

Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.