

Aiguilles à prélèvement de sécurité Becton Dickinson Eclipse, Boîte de 48

Aiguille de sécurité pour prélèvement sanguin

Aiguille de prélèvement avec système de protection intégré pour une utilisation en toute sécurité.

Surfaces de préhension plates et manchon souple pour utilisation facilitée.

Mécanisme de protection actionnable d'une seule main.

- Aiguille en acier inoxydable avec embase d'aiguille en polystyrène.
- Système de sécurité irréversible, intégré à l'aiguille.
- Poussoir avec surface antidérapante.
- Indicateur de verrouillage sonore et visuel.
- Sans latex.
- Apyrogène.
- Usage unique.

Stérilisation Rayons Gamma.

Validité 5 ans.

Conditionnement individuel stérile.

Vendu par boîte de 48 aiguilles à prélèvement de sécurité.

Matériel médical CE.

