



Appareil de cryothérapie - Cryo 7 - Zimmer - Devis sous 24h

Le Cryo 7 est un appareil de cryothérapie utilisé en physiothérapie pour traiter les troubles musculo squelettiques.

Le Cryo 7 est un appareil de cryothérapie utilisant le froid pour soulager et agir les douleurs ou troubles musculo squelettiques. Il est idéal pour la gestion des douleurs aiguës et chroniques, la décontraction musculaire ou pour les suivis post opératoires.

Recevez votre devis sous 24 heures en cliquant [ICI](#) ou par contact direct : devis@robe-medical.com.

Cette thérapie est adaptée à des applications courtes et intenses pour refroidir la peau rapidement, ainsi qu'à des séances plus longues et modérées. Elle peut se pratiquer en complément d'autres exercices ou d'autres thérapies.

Caractéristiques Techniques :

- Capacité de refroidissement atteignant -30°C.
- Dimensions : 56 cm x 50 cm x 106 cm.
- Poids : 60 kg.
- Consommation électrique maximale pendant la thérapie : 1200 VA.
- Alimentation électrique : 220-240 V / 50-60 Hz.
- Longueur du tube de traitement : 250 cm.
- Débit d'air thérapeutique : 9 niveaux, max. 1000 l/min.
- Écran : tactile, ergonomique et couleur.

Avec l'appareil Cryo 7 : un tuyau, un plateau en verre pour poser d'autres dispositifs, un bac et un filtre à air.

Les effets thérapeutiques du Cryo 7 :

- Antalgie - soulager les états douloureux du système musculo squelettique.
- Amélioration de la mobilité et décontraction musculaire.
- Réduction des oedèmes.
- Traitement des points de douleurs.
- Utilisation post opératoire.

Livré avec :

- 1 tablette plexiglass
- 1 filtre à air Cryo 7
- 1 réservoir de dégivrage
- 1 bras souple Cryo 7
- 1 tuyau de thérapie (2,5 mètres)
- 1 câble d'alimentation
- 1 manuel d'utilisation

Appareil disponible sur devis [ICI](#) ou par contact direct : devis@robe-medical.com.