

FICHE TECHNIQUE

Bandes de résine 3M Scotchcast Plus - couleur

Trame en fibre de verre tricotée et enduite de résine polyuréthane.

- Facilité d'utilisation.
- Légèreté : 3 fois plus légère qu'un plâtre traditionnel.
- Grande résistance.
- Perméabilité à l'eau et à l'air.
- Invisible aux rayons X.

Longueur: 3,6m.

Largeurs disponibles: 5 ; 7,5 ; 10 et 12,5 cm.

Couleurs disponibles: Bleu marine, Rouge, Vert fluo et Violet.

S'applique sur un bandage sous plâtre type ["ouate orthopédique synthétique"](#),
ou [un jersey tubulaire pur coton](#).

Conditionnement en emballage individuel.

Livraison par rouleau.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

Bandes légères et confortables, en différents coloris

