



Bandes élastiques cohésives - Pour un maintien et une compression adaptés - Chair

Bandage de compression, fonctionnel et de soutien - Fabrication Européenne.

Bandage cohésif de couleur chair disponible en plusieurs tailles.

Caractéristiques :

Produit cohésif qui adhère à lui-même, et non à la peau ou aux vêtements
Elasticité 100%
Déchirables à la main
Revêtement en latex de caoutchouc naturel
Compression élevée.
Hypoallergénique (conforme à la norme de biocompatibilité 10993-10 : Irritation cutanée).
Grande capacité d'adaptation.
Utilisation facile et confortable.

Utilisation:

Bandage cohésif spécialement conçu pour s'appliquer comme un bandage de compression, fonctionnel et de soutien.

Composition :

91% tissu non tissé avec polypropylène.
9% élasthanne et latex

Dimensions:

Longueur: 4.5 m.
Largeur: 2.5cm / 5.5 cm / 7.5cm / 10cm / 15 cm
Poids: 90 g/m²
Couleur: Chair.

Mentions obligatoires:

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

Fabrication Européenne.