

## FICHE TECHNIQUE



### Boîte de 3 sets de pansements stériles post-opératoire Euroset pour 3 soins

3 sets pour nettoyage, désinfection et recouvrement des plaies suturées non infectées de moins de 5 cm, sans ablations de fils

Cette boîte comprend 3 sets de soins post-opératoires complets, stériles et à usage unique.

Ils sont conçus pour aider à prévenir les infections et favoriser la guérison des plaies post-chirurgicales de moins de 5 cm.

#### La boîte comprend :

3 blisters rigides stériles composés chacun de :

- 2 pinces anatomiques
- 5 compresses non-tissé de 10 x 10 cm
- 1 champ imperméable absorbant 30 x 45 cm

En plus des blisters, dans des emballages individuels stériles :

- 3 pansements non adhérents avec bords adhésifs de 10 x 12 cm
- 3 pansements non adhérents avec bords adhésifs de 8 x 10 cm
- 3 sachets collecteurs de déchets
- 1 coupe-fils
- 1 notice d'utilisation

#### Précautions d'emploi :

- Vérifier l'intégralité du blister avant usage
- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé

Matériel médical CE de classe I stérile conforme à la Directive 93/42/CEE (MDD).