

**Carrés de cellulose absorbants**

**Pour un nettoyage rapide de la peau avant injection ou prélèvement.**

Pure cellulose.  
Non stérile.  
Conditionné en sachet plastique de 2 rouleaux de 500 carrés prédécoupés.

Utilisation : pour appliquer alcool ou désinfectant localement sur la peau.

Dimensions d'un carré : 4 x 5 cm  
Poids d'un carré : 0,4 g  
Epaisseur moyenne d'un carré : 2 mm

Matériel médical CE

