

FICHE TECHNIQUE

Cartouches de recharge N20 à percuter, Cryoalfa

Cartouche de N₂O à percuter pour Cryoalfa Perfect II et Cryoalfa Pro.

Avec filtre à particule intégré.

Contient :

- 16 gr de N₂O
- 25 gr de N₂O

Très économique, environ 30 à 60 applications suivant les recommandations fabricant.

Code CCAM possible :

QZNP022 Destruction d'une lésion cutanée, par cryo de contact
([Liste des actes CCAM inclus dans DermaCot](#))

Fabrication Suisse.

Matériel médical CE

Nb : Pour les modèles Cryoalpha Super et lux, utiliser les [Cartouches autobloquantes de sécurité Cryoalpha Super](#).

