

Ceinture lombaire de maintien

Permet de soutenir la zone des lombaires.

Ceinture de maintien lombaire avec bande auto-agrippante, 2 sangles de fixation auto-agrippante amovible avec laçage à l'arrière et 4 renforts latéraux semi-rigide.

- Ouverture et fermeture par scratch.
- 2 sangles de fixation auto-agrippante réglable et amovible.
- Renforts latéraux semi-rigide.
- Graduation tous les 0,5 cm à l'avant.
- Coutures latérales renforcées.

4 tailles disponibles :

- Taille S (75-85 cm)
- Taille M (85-95 cm)
- Taille L (95-105 cm)
- Taille XL (105-120 cm)

Lavable en machine à 40°C.

matériel médical CE.

