

FICHE TECHNIQUE



Chaise de massage pliante ergonomique S225 Gris Salamender

Légère et compacte pour les déplacements. Livrée avec son sac de transport.

Structure aluminium alliant légèreté et résistance.

Chaise de massage multifonction à hauteur réglable de 100 à 112 cm.

- Tête avec inclinaison
- Coussin thoracique mobile.
- Support bras ajustable.
- Siège réglable en hauteur de 54 à 64 cm.
- Patins antidérapants.
- Sellerie épaisseur 4 cm.

Revêtement PVC, résistant à l'huile et à l'eau. Nettoyage facile.

Dimensions : L 80 x l 55 x H (100-112) cm

Dimensions pliées : 115 x 29,5 x 60 cm

Poids : 8 kg

Poids supporté : 250 kg

Couleur : gris taupe.

Livré avec son sac de transport.

Garantie 2 ans.