

## FICHE TECHNIQUE



### Chaise de massage pliante ergonomique S225 Havane Salamender

Légère et compacte pour les déplacements. Livrée avec son sac de transport.

Structure aluminium alliant légèreté et résistance.

Chaise de massage multifonction à hauteur réglable de 100 à 112 cm.

- Tête avec inclinaison
- Coussin thoracique mobile.
- Support bras ajustable.
- Siège réglable en hauteur de 54 à 64 cm.
- Patins antidérapants.
- Sellerie épaisseur 4 cm.

Revêtement PVC, résistant à l'huile et à l'eau. Nettoyage facile.

Dimensions : L 80 x l 55 x H (100-112) cm

Dimensions pliées : 115 x 29.5 x 60 cm

Poids : 8 kg

Poids supporté : 250 kg

Coloris : Havane

Livré avec son sac de transport.

Garantie 2 ans.