

Salamender



### **Chaise percée acier chromé S132 Salamender**

Couvercle d'assise et accoudoirs rembourrés pour un confort optimal.

Fauteuil garde-robe en métal chromé.

Tampons antidérapants pour plus de stabilité.

Livré avec seau, amovible par simple glissement.

- Dossier, assise et accoudoirs en PVC imperméable.
- Seau avec anse de 2,75L.

**Coloris :** noir.

#### **Dimensions :**

- Longueur : 57cm.
  - Largeur : 43 cm.
  - Hauteur : 76 cm.
- Hauteur d'assise : 48 cm.

**Poids maximal supporté :** 100Kg.

Matériel médical CE.