

FICHE TECHNIQUE

Champs de soins stériles adhésifs - 88 g - Bastos

Champs de soins stériles non tissés 20 microns - Épaisseur 88 g/m².

- 1 face 100 % viscose
- 1 face polyéthylène avec cotés adhésifs.

2 formats disponibles :

- 50 x 50 cm, Boîte de 70 champs.
- 50 x 70 cm, Boîte de 50 champs.

Conditionnement sous emballage individuel stérile.

Vendu par boîte de 50 ou 70 champs.

Matériel médical CE.

