

## FICHE TECHNIQUE

### Ciseaux mayo droits en inox - Qualité bloc - Fabrication Allemande

#### Instruments de qualité bloc.

Ciseaux à dissection mayo droits en inox supérieur.  
Finition haut de gamme.

Disponible en taille 14 cm.

Fabrication Allemande.  
Matériel médical CE .  
Garanti 7 ans.

Tous nos instruments médicaux et chirurgicaux sont en acier inoxydable, qualité médicale, répondant aux exigences spécifiques pour leur utilisation, notamment pour mieux résister à la corrosion. Les qualités utilisées sont ainsi l'inox AISI 304 avec une teneur renforcée en nickel et chrome également dénommé 18/10 et l'inox AISI 316 connu sous le terme d'acier chirurgical.

