

### Compresses de gaze non stériles - 17 fils et 12 plis - Paquet de 100 compresses - Robemed

Constituées de tissu de coton hydrophile blanchi et purifié.

Pliage chirurgical, bords rentrés.

La qualité 17 fils correspond à un poids de 22 gr/m<sup>2</sup>.

#### Dimensions :

- 12 plis : 5 x 5 cm pliée soit 20 x 20 cm dépliée.
- 12 plis : 7,5 x 7,5 cm pliée soit 27 x 30 cm dépliée.
- 12 plis : 10 x 10 cm pliée soit 30 x 40 cm dépliée.

Conditionnement en paquet de 100 compresses.

Matériel médical CE.

Compresses de gaze non stériles 12 plis 17 fils 22 gr/m<sup>2</sup> - 100 % coton hydrophile

