

## FICHE TECHNIQUE

### Compresses de gaze stériles - 17 fils et 12 plis - 100 blisters individuels - Robemed

Compresses de gaze stériles sous pochettes individuelles 12 plis 17 fils 23 gr/m<sup>2</sup>

Compresses en 17 fils, 12 épaisseurs (plis) pour tout type de soins en conditions stériles.

- Gaze 17 fils 23gr/m<sup>2</sup> blanchi et purifié
- Pliage chirurgical.
- Bords rentrés.
- Forte capacité d'absorption.
- Stérilisation par oxyde d'éthylène.
- Durée de validité de 5 ans.

#### Dimensions de la compresse :

- Pliée : 5 x 5 cm ; Dépliée : 20 x 20 cm.
- Pliée : 7,5 x 7,5 cm ; Dépliée : 27 x 30 cm.
- Pliée : 10 x 10 cm ; Dépliée : 30 x 40 cm.

Conditionnement sous emballage individuel stérile.  
Vendues par boîte de 100 compresses.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

