

## FICHE TECHNIQUE

### Compresse de gaze stériles - 17 fils et 12 plis - 100 blisters individuels - Robemed

Compresse de gaze stériles sous pochettes individuelles 12 plis 17 fils 23 gr/m<sup>2</sup> - 100 % coton hydrophile

Compresse de gaze hydrophile 100 % coton, Qualité 17 fils pour une absorption conforme au besoin.

Pour tout type de soins en conditions stériles.

- Gaze 17 fils 23gr/m<sup>2</sup>.
- Pliage chirurgical bord rentrés.
- Forte capacité d'absorption.
- Stérilisation par oxyde d'éthylène.

#### Dimensions des compresses :

- 12 plis 17 fils ; Dim. pliée 5 x 5 cm

Conditionnement sous emballage individuel stérile.  
Vendues par boîte de 100 compresses.

Matériel médical CE.

