

## FICHE TECHNIQUE

### Compresses non tissées non stériles - boîte de 100 compresses

Pour tous types de soins médicaux et chirurgicaux.

- Utilisation : Pansements, absorption, nettoyage de plaies.
- Tissu non tissé hydrophile.
- Grammage 30 gr/m<sup>2</sup>.
- 4 plis.
- Matière douce, ne s'effiloche pas.
- Stérilisation à la vapeur, l'oxyde d'éthylène ou par rayonnement gamma.

#### Dimensions des compresses :

- 5 x 5 cm pliée, soit 10 x 10 cm dépliée.
- 7,5 x 7,5 cm pliée, soit 15 x 15 cm dépliée.

Conditionnement et vente par lot de 10 boîtes de 100 compresses.

Matériel médical CE.

Compresses non tissées non stériles 4 plis 30 gr/m<sup>2</sup>

