

### Compresses stériles absorbantes non adhérentes Melolin

Compresses destinée aux plaies faiblement à modérément exsudatives : plaies propres, plaies suturées, abrasions, lacérations, et brûlures mineures.

Très absorbantes. Faciles à découper, elles ont une tolérance élevée et une durée de vie prolongée.

Elles sont composées de 3 couches :

- Un film polyester perforé non adhérent à la plaie laissant passer l'exsudat.
- Une compresse de coton et fibres polyester hydrophiles absorbant exsudat et saignements.
- Une face externe hydrophobe de polyester protégeant la compresse des souillures externes.

Dimensions et conditionnement des compresses :

- 5 x 5 cm, en boîte de 25 compresses
- 10 x 10 cm, en boîte de 10 compresses.

Vendues par boîte de 25 ou 10 compresses.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

Pour un drainage rapide de la plaie dans des conditions aseptiques

