



Coussin bouée en latex naturel - Oval - Sundo

Coussin bouée en latex naturel - Oval - Soulagement précis des problèmes en position assise - Résistance 10-135kg

Le coussin bouée en latex naturel oval est conçu médicalement pour offrir un soulagement précis de la pression en cas de problèmes en position assise. Doté d'une housse amovible en tissu éponge lavable, ce coussin garantit un entretien facile et hygiénique.

Le coussin en latex offre un soulagement à court terme pour des problèmes tels que l'épisiotomie, les douleurs de la prostate, du coccyx, anales/hémorroïdaires ou vésicales. Grâce à son design avec un trou en son centre, il évite toute pression sur la zone douloureuse. Il peut être utilisé comme moyen auxiliaire pour améliorer la physiologie de la position assise ou de couchage dans des situations aiguës.

Caractéristiques :

- Amélioration des déficits en position assise
- Zone douloureuse non soumise à la pression grâce à la forme du coussin
- Résistance : 10-135 kg
- Durée de vie : environ 2 ans selon utilisation et entretien

Matériaux :

- Coussin en latex naturel
- Housse en tissu éponge (80% coton /20% polyester)

Dimensions :

- Extérieures : 40x60 cm
- Intérieures : 14x19 cm
- Épaisseur : environ 7,5 cm

Entretien :

- Oreiller lavable à la main à 30°C maximum
- Housse lavable en machine jusqu'à 30°C