

FICHE TECHNIQUE

Coussin fer à cheval avec housse et mousse haute résilience

Coussin en forme de fer à cheval qui permet d'améliorer les douleurs du coccyx, sacrum, périnée...

Coussin en forme de "fer à cheval", conçu pour améliorer le confort de l'assise des personnes ayant une douleur au coccyx, sacrum, périnée...

Le coussin supprime les zones de pression avec sa mousse Haute Résilience.

Sa Housse en Tencel permet une imperméabilité aux liquides.

- Housse amovible en jersey 100% coton
- Mousse Haute Résilience : Poids 410g
- Poids maxi supporté : 90kg

Caractéristiques:

- Diamètre intérieur 15.5 cm
- Diamètre extérieur 41 cm
- Longueur totale 50 cm
- Epaisseur 6.6 cm

Disponible en 2 couleurs.

Garantie 2 ans.

Le coussin est également Oeko-Tex classe 1 (traitement anti-acarien, anti-bactérien et anti-fongique).

Normes feu: Conforme aux exigences de la norme EN- 597-1.

