

## FICHE TECHNIQUE

### Coussin gaufrier d'assise anti-escarre 40 x 40 x 10 cm

Pour la prévention des escarres.

Coussin d'assise découpé en forme de gaufrier permettant d'alléger et de répartir la pression sur les vaisseaux.

- Mousse polyester densité 30 kg.
- Enveloppe déhoussable en PVC noir.
- Imperméable et antidérapant.
- Avec sangle de transport.

Dimensions : L40 x l 40 x épaisseur 10 cm.

Poids : 0,6 kg.

Poids maximal : 120 kg.

Matériel médical.

