

FICHE TECHNIQUE

Coussin repose-pieds pour fauteuil roulant - Adhésif - En gel et mousse - Gel Ovarions

Se positionne directement sur le repose pied du fauteuil roulant. Aide à prévenir les problèmes de pression du pied

Ce repose-pied est composé d'une combinaison de gel et de mousse.

Il est doté d'un support adhésif pour les fixer au boîtier et permettre une meilleure fixation.

Livré avec des boulons et des écrous de 6 mm pour fixer le boîtier sur la plaque de pied déjà existante sur le fauteuil roulant.

- Repose-pied composé de gel et de mousse
- Vendu par paire
- À fixer directement sur la plaque de pied déjà existante
- Livré avec boulons et écrous
- Support adhésif pour fixer la protection gel et mousse sur le boîtier fixé
- Rembourrage souple
- Aide à prévenir les problèmes de pression du pied.

Caractéristiques techniques :

Conditionnement : vendu par paire

Dimensions : 200 mm x 150 mm x 38 mm

Fixations : Fournis avec les boulons et écrous appropriés

Matériel médical CE.

