

### Coussin triangulaire de calage - Petit modèle - Ergonomy

Pour plus de soutien et un confort optimal

Ce coussin cale triangulaire pour divan ou table de massage est utilisé pour offrir un soutien ergonomique au corps du patient. Il est généralement placé sous différentes parties du corps pour favoriser la relaxation et le confort. Par exemple, un coussin cale triangulaire peut être placé sous les genoux pour soulever légèrement les jambes, réduisant ainsi la tension dans le bas du dos. Dans certains cas, ce coussin peut être utilisé pour fournir un soutien supplémentaire au bas du dos (région lombaire) ou au cou (région cervicale) du patient.

**Dimensions :** 12 x 22 x 10 x 12 cm.

**Tissu :** 84% de PVS et 16% de tissu PES

**22 coloris au choix** (voir nuancier). Coloris Ocre (46) en photo.

**Propriété du revêtement :**

Composition : 84% de PVS et 16% de tissu PES

Épaisseur : 1.4mm (+/- 0.2)

- Facile à nettoyer,
- Durabilité,
- Antibactérien,
- Doux et extensible,
- Conforme à la norme relative aux dispositifs médicaux,
- Sans solvant,
- Conforme à la norme DGM RAL GZ 430/4 (contrôle neutre régulier de qualité constante d'objets rembourrés).

Ce tissu possède une résistance accrue :

- aux désinfectants,
- à la déchirure,
- à la lumière,
- à la sueur, sang et urine,
- aux abrasions,
- au feu,
- à l'eau de mer

Garantie 2 ans.

