



Curettes dermatologiques stériles à usage unique Robé Médical - Boîte de 10

Pour le curetage de tous types de néoplasmes bénins de la peau, papillomes, kératoses, verrues avec hémostase chimique.

Curettes dermatologiques de marque Robé Médical.

Bénéficiant d'une expérience de fabrication de plus de 25 ans dans le domaine du prélèvement cutané, ces curettes dermatologiques vous assurent une qualité de coupe optimale pour vos prélèvements.

Demi-bordure tranchante permettant le prélèvement des tissus, s'utilisent pour les interventions chirurgicales légères de la peau.

- Usage unique.
- Avec lame ronde en acier inoxydable.
- Manche en plastique anti-dérapante.

Longueur : 137 mm.
Disponibles en Ø 2, 3, 4, 5 et 7 mm.

Stérilisation rayon gamma.
Garantie 5 ans.

Conditionnement individuel stérile.
Vendu en boîte de 10.

Matériel médical CE.