

### Déambulateur articulé S121 Salamender

Léger, facilite la marche grâce aux montants articulés.

Articulation des côtés permettant d'avancer en reprenant les mouvements de la marche.

Modèle pliant pour faciliter le transport et le rangement.

Structure en aluminium, très léger, résistant à la corrosion.

- 8 niveaux de réglages (2,5cm par niveau).
- Poignées en mousse antidérapantes.
- Patins antidérapants.

**Coloris :** gris aluminium mat.

**Piètement :** Ø 29 mm.

**Dimensions :**

- Hauteur min : 75 cm
- Hauteur max : 95 cm
- Longueur : 52 cm
- Largeur : 45 cm

**Dimensions plié :**

- Longueur : 52cm
- Largeur : 10 cm

**Poids :** 2,5 kg

**Poids max supporté :** 100kg

Matériel médical CE

