



Distributeur de pansements élastiques mural QuickFix Plum

Contient 90 pansements élastiques emballés individuellement.

Distributeur de pansements mural contenant 90 pansements élastiques et agréables tissés, qui s'adaptent aux mouvements de la peau. Les pansements respectent la peau et la laissent respirer.

Composition :

- Tissu coloris chair élastique dans le sens transversal (coton et polyamide)
- Compresse adhésive : Polymère acrylique hypoallergénique
- Compresse absorbante : Viscose et PP non tissé
- Dimension ; 72 x 25 mm

- Le distributeur est facile à fixer aux endroits où les besoins sont les plus urgents

- Peut être vissé ou collé

- Accès direct et immédiat aux pansements

- Pansements confortables et aérés qui s'adaptent aux mouvements de la peau

- Chaque pansement se trouve dans un emballage hygiénique individuel et prêt à l'emploi lorsque vous le tirez du distributeur

- Le distributeur comporte un tiroir pour les petits objets, qui peut être fermé à clé

Kit comprenant :

- Un distributeur mural rechargeable
- 90 pansements élastiques
- Visserie et adhésif double face
- Clés pour le tiroir à petits objets

Egalement disponible :

- Recharge de 45 pansements élastiques QuickFix

Matériel médical CE