

### Divan Bobath Ecopostural hauteur variable et dossier électrique

Le nouveau divan Bobath grande largeur, hauteur variable électrique dispose des dernières évolutions technologiques Ecopostural.

- Largeur 100 cm ou 120 cm
- Dossier relevable électriquement
- Poids maximal de 250kg
- Nouveau moteur Ecopostural à levée rapide (22mm/s)
- 1 Commande aux pieds

Hauteur variable de 49 cm à 103 cm.

Dossier réglable avec procline + 65°, par un système de commande électrique motorisée.

Déport vers l'arrière lors de la montée.

Sellerie grand confort sans couture facilement lavable.

- Traitement anti-bactérien avec efficacité sur MRSA (Staphylocoque doré).
- Classée non feu M2.
- Résistante à l'abrasion pour 50.000 cycles.
- Couleur résistante à la lumière.
- Garantie exempt de substances nocives.

Nouveau :

- Moteur rapide de 22mm/s - 6000N (au lieu de 10mm/s) avec protection thermique IP54.

Différentes densités de sellerie adaptées à l'activité :

- 25 kg/m<sup>3</sup> pour examen médicaux.
- 40 kg/m<sup>3</sup> pour kinésithérapie, ostéopathie et massage.
- 100 kg/m<sup>3</sup> sur demande.

Châssis parallèle robuste en acier.

Piètement acier coloris gris.

Roues escamotables et pieds ajustables en hauteur.

**OFFRE SPÉCIALE :** Pour l'achat d'un divan d'examen électrique ou hydraulique Ecopostural, un tabouret de la même couleur offert (voir image ci-contre).

Dimensions :

- Longueur : 185 cm
- Largeur : 100 cm ou 120 cm au choix
- Hauteur variable de 49 à 103 cm
- Dossier : L 72 x l 100 ou 120 cm.
- Assise : L 112 x l 100 ou 120 cm.

Poids : 108 kg

Taille L 200 x l 120 cm disponible sur demande.

25 coloris au choix.

Coloris Marron (62) en photo.

Livraison gratuite franco de port.

Supplément pour livraison avec rendez vous et 2 porteurs pour RDC ou étage.

Fabrication européenne, garantie 3 ans.

Matériel médical CE



Découvrez nos tabourets assortis avec la sellerie disponibles dans 3 gammes Cavalry, Burgos et Madrid.

[Voir les tabourets.](#)