

Divan Ecopostural bois 2 parties hauteur réglable

Modèle en hêtre massif pour examen et massage. Pratique : avec plan de rangement inférieur.

Hauteur variable manuellement de 62 à 87 cm.

Sellerie grand confort sans couture facilement lavable.

- Classée non feu M2.
- Résistante à l'abrasion pour 50.000 cycles.
- Couleur résistante à la lumière.
- Garantie exempt de substances nocives.
- Nouveau : traitement anti-bactérien avec efficacité sur MRSA (Staphylocoque doré)

Densité de sellerie 25 kg/m³, épaisseur 5 cm.

25 coloris au choix (voir nuancier).

Coloris Roi (53) en photo.

Dossier hauteur 75 cm avec cavité visage, inclinable de 0 à 70° par un système à crémaillère.

Structure Bois : Hêtre laqué massif qualité supérieure.

Dimensions :

- Longueur : 188 cm
- Largeur : 62 cm
- Hauteur : variable de 62 à 87 cm
- Dossier : L 75 x l 62 cm
- Assise horizontale : L 112 x l 62 cm

Poids : 48 kg.

Poids maximal supporté : 150 kg.

Fabrication Européenne, garantie 3 ans.

Matériel médical CE.

Livraison gratuite franco de port.

Supplément pour livraison sur rendez vous avec 2 porteurs pour RDC ou étage.

Découvrez nos tabourets assortis avec la sellerie disponibles dans 3 gammes Cavalry, Burgos et Madrid.

[Voir les tabourets.](#)

Découvrez nos accessoires en bois assortis à votre divan: guéridon 3 tablettes, marche-pied et casier pour rangements.

