



### Divan d'examen 2 parties électrique spécial lève personne Salamender

#### Modèle avec châssis surélevé pour permettre le passage d'un lève-personne.

Table d'examen à hauteur variable électrique avec dossier relevable manuellement.

Construction solide et stable, base de roues rétractable, hauteur variable par commande au pied.

- Hauteur variable électrique de 48 à 91 cm.
- Dossier 75 cm, relevable de 0° à + 60°.
- Garde au sol : 20 cm.
- Sellerie d'épaisseur 5 cm et densité 25 kg/m<sup>3</sup> ou 40 kg/m<sup>3</sup>.
- Cavité visage.
- Piètement métal blanc
- Vis de compensation de sol.

Sellerie grand confort sans couture facilement lavable.  
Classée non feu M2.

Poids maximal supporté : 135 kg

Dimensions :

- Longueur : 188 cm
- Largeur : 62 cm ou 70 cm au choix
- Hauteur variable de 48 à 91 cm
- Dossier : L 75 x l 62 ou 70 cm
- Assise horizontale : L 112 x l 62 ou 70 cm

Poids : 67 kg

Porte-rouleau inclus. Compatible avec les draps d'examen de largeur 50 à 75 cm.

Matériel médical CE.  
Garantie 3 ans.

Livraison gratuite franco de port.  
Supplément pour livraison sur rendez vous avec 2 porteurs pour RDC ou étage.