

Salamender



### Divan d'examen pédiatrique électrique 2 parties Salamender

**Modèle conçu pour faciliter l'examen des enfants et nourrissons. Longueur 140 cm, largeur 62cm.**

Table d'examen à hauteur variable électrique avec dossier relevable manuellement.

Construction solide et stable, base de roue rétractable, hauteur variable par commande au pied.

- Hauteur variable électrique de 58 à 87 cm.
- Dossier 45 cm, relevable de 0 à 40°.
- Sellerie épaisseur 5 cm et densité 25kg/m<sup>3</sup>.
- Cavité visage.

Sellerie grand confort sans couture facilement lavable.  
Classée non feu M2.

Poids supporté : 135 kg

Dimensions :

- Longueur : 140 cm
  - Largeur : 62 cm
  - Dossier : L 45 cm x l 62 cm
  - Assise horizontale : L 95 x l 62 cm
- Poids : 60 kg

22 coloris au choix (voir nuancier)  
Coloris Kiwi (58) en photo.

Matériel médical CE.  
Garantie 3 ans.

Livraison gratuite franco de port.  
Supplément pour livraison sur rendez vous avec 2 porteurs pour RDC ou étage.