



Divan de kiné et d'ostéopathe Ecopostural 3 parties électrique

Divan 3 parties avec élévation verticale et position cyphose 40° et accoudoirs.

Nouvelle table de massage et d'ostéopathie 3 parties électrique avec piétement croisé, dossier et jambière relevables et position cyphose 40° pour un maximum de confort.

- Hauteur variable de 58 à 106 cm, électrique avec commande au pied.
- Élévation à la verticale, sans déplacement latéral.
- Dossier hauteur 45cm avec cavité visage, inclinable de -15° à 50° par un système de vérin à gaz.
- Assise avec plicature 40° par un système de vérin à gaz.
- Jambière relevable jusqu'à 75° par un système de vérin à gaz.
- Roues escamotables et pieds réglables en hauteur pour une stabilité maximale.

Sellerie grand confort sans couture facilement lavable.

- Classée non feu M2.
- Résistante à l'abrasion pour 50.000 cycles.
- Couleur résistante à la lumière.
- Garantie exempt de substances nocives.
- Nouveau : traitement anti-bactérien avec efficacité sur MRSA (Staphylocoque doré).

Densité de sellerie 40 kg/m³, épaisseur 4 cm.

Piétement métal blanc.

Choix de 25 coloris de sellerie.

Coloris Coquelicot (49) en photo.

Inclus avec votre table de massage, le porte rouleau, les accoudoirs et repose bras escamotables.

OFFRE SPÉCIALE : Pour l'achat d'un divan d'examen électrique ou hydraulique Ecopostural, un tabouret de la même couleur offert (voir image ci-contre).

Dimensions :

- Longueur 200cm
- Largeur 62 cm
- Hauteur variable de 58 à 106 cm
- Dossier : L 45 x l 62 cm
- Partie centrale : L 55 x l 62 cm
- Jambière : L 95 x l 62 cm

- Poids 93 kg.
- Poids supporté : 175 kg.

- Porte rouleau inclus. Compatible avec draps d'examen de largeur 50 à 75 cm.

Fabrication européenne.

Garantie 3 ans.

Matériel médical CE.

Livraison gratuite franco de port.

Supplément pour livraison sur rendez vous avec 2 porteurs pour RDC ou étage.

Découvrez nos tabourets assortis avec la sellerie disponibles dans 3 gammes

Cavalry, Burgos et Madrid.

[Voir les tabourets.](#)