

### Divan de kiné et d'ostéopathe Ecopostural électrique

**Pour le massage et l'ostéopathie. Avec accoudoirs rabattables, porte-rouleau rabattable, roues escamotables et stabilisateur de niveau.**




Table de massage et ostéopathie 2 parties à hauteur réglable électrique avec dossier relevable manuellement.

Modèle polyvalent pour massage et ostéopathie.

Hauteur variable de 47 à 90 cm. Déport vers l'arrière lors de la montée.

Sellerie grand confort sans couture facilement lavable.

- Classée non feu M2.
- Résistante à l'abrasion pour 50.000 cycles.
- Couleur résistante à la lumière.
- Garantie exempt de substances nocives.
- Nouveau : traitement anti-bactérien avec efficacité sur MRSA (Staphylocoque doré).

Densité de sellerie 40 kg/m<sup>3</sup>, épaisseur 5 cm.

25 coloris au choix (voir nuancier).

Coloris Iris (51) en photo.

Dossier hauteur 45 cm, inclinable de -40° à 55° par un système de vérin à gaz.

Réglage en hauteur par moteur électrique avec commande au pied.

Structure : tube d'acier laqué avec peinture cuite au four.

**OFFRE SPÉCIALE : Pour l'achat d'un divan d'examen électrique ou hydraulique Ecopostural, un tabouret de la même couleur offert (voir image ci-contre).**

Dimensions :

Longueur : 207 cm

Largeur : 62 cm

Hauteur variable de 47 à 90 cm

Dossier : L 45 x l 62 cm

Assise horizontale : L 162 x l 62 cm

Accoudoirs : L 45 x l 17 cm

Poids 75 kg.

Poids maximal supporté : 150 kg.

Porte rouleau compatible avec draps d'examens de largeur 50 à 75 cm..

Divan de massage et d'ostéopathie de fabrication européenne, garantie 3 ans. Matériel médical CE.

Livraison gratuite franco de port.

Supplément pour livraison sur rendez vous avec 2 porteurs pour RDC ou étage.

Découvrez nos tabourets assortis avec la sellerie disponibles dans 3 gammes Cavalry, Burgos et Madrid.

[Voir les tabourets](#)