

ECG 12 pistes avec interprétations et mémoire interne Opus Mini - Fabrication européenne

Avec écran tactile 8 pouces et mémoire interne 20 000 ECG.

ECG 12 pistes avec écran tactile 8 pouces (20,3 cm) et clavier alphanumérique sur écran. Mode automatique ou manuel. Alimentation secteur et batterie rechargeable. Impression thermique intégrée avec papier.

- Enregistrement simultané 12 dérivations mode auto ou manuel.
- Vitesse de défilement : 5; 10; 25; 50 mm/s.
- Sensibilité : 2,5; 5; 10; 20 mm/mV.
- Impédance d'entrée : 500MQ.
- Fréquence d'échantillonnage : 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Hz.
- Conversion A/D : 24 bits.
- Mémoire de stockage : 20 000 examens.
- Autonomie de la batterie : 8h en continu.
- Batterie rechargeable (temps de charge : 4 h).

Dimensions : 325 x 220 x 138 mm.

Poids : 2,1 kg (avec batterie).

Coloris : Blanc

S'utilise avec du papier en rouleau : 112mm x 25m.

Livré avec 1 câble ECG, 4 électrodes membres, 6 électrodes précordiales, 1 câble d'alimentation secteur, 1 papier 112mm x 25m, et 1 mode d'emploi multilingue.

Dispositif médical de classe IIa.

Fabriqué en Europe (hors accessoire).

Garantie : 2 ans.

