

## FICHE TECHNIQUE

### Epiglu colle cutanée stérile monodose 0,5ml

Nouvelle présentation en 0,5ml encore plus économique.

Avec embout pointu pour une plus grande précision.  
Idéal pour le traitement des plaies et lésions superficielles.  
Permet une cicatrisation de la peau sans suture.

Utilisation : plaies, traitement des coupures, incisions chirurgicales.

Avantages :

- Pose rapide et indolore,
- Durcit en 10 secondes environ et fixe les bords de la plaie,
- Embout pointu (amovible) pour plus de précision.
- Cicatrisation de la peau excellente sans suture,
- Sans risque de développer des germes (effet inhibiteur),
- Résorption de 6 à 10 jours.

Mini-tubes stériles de 0,5 ml chacun.

Conditionnement en boîtes de 10 mini-tubes.

Se conserve au congélateur.

Materiel medical Fabrication Allemande. CE

