

Salamender



### Fauteuil de repos et de gériatrie mobile Salamender

Pour la mobilité et le repos du patient

Fauteuil de repos 3 parties avec inclinaison séparée du dossier et repose jambes, accoudoirs multi-positions et réglable en hauteur. Sellerie tendue grand confort imperméable, anti-glisse et facilement lavable, dossier avec soutien lombaire. Modèle disponible avec roues et repose pieds.

- Dossier inclinable de 100° à 162°.
- Dossier et repose jambes: inclinaison simultanée à l'aide d'un levier latéral.
- Dossier et assise imperméables.
- Chassis en acier époxy recouvert d'une coque ABS avec agent antibactérien (Interpon 700AB), coloris gris.
- Dossier et repose jambes en ABS thermoformé.
- Sellerie rembourrée 30 kg/m<sup>2</sup>, ignifuge (classe M1).
- Facilement lavable à l'eau savonneuse ou avec désinfectant.
- Accoudoirs en polyuréthane basculants, réglable sur 6 positions.
- Bouton de retour automatique en position assise.
- Poignée au dos du fauteuil.
- Poids supporté : 120kg.
- 15 coloris au choix.

#### **2 modèles au choix :**

- **Free** : Fauteuil de repos mobile avec 4 roues dont 2 avec freins.
- **Free Plus** : Fauteuil de repos mobile avec 4 roues directionnelles avec freins et repose pieds.

Dimensions : 74x90x127 cm.

Largeur d'assise : 51 cm.

Hauteur du dossier : 73 cm.

Poids : 32 kg.

Roues : Ø125 mm.

Fabrication européenne, garantie 3 ans.

Matériel médical CE.

Livraison gratuite Franco de port. Option pour livraison avec rendez vous et 2 porteurs pour RDC ou étage.

Livré complet avec accoudoirs en polyuréthane, roues freinées (pour les modèles mobile).

En option : pied à sérum double crochets, support pied à sérum, support poche à urine, tablette repas en polycarbonate avec revêtement stratifié anti-glisse et anti-rayures, appui-tête rembourré, disponible sur demande.