

Fauteuil gynécologie Ecopostural hauteur réglable électrique

Pour un examen gynécologique confortable et ergonomique.

Fauteuil d'examen gynécologique à hauteur variable électrique avec dossier et jambières relevables manuellement.
Hauteur variable de 58 à 87 cm.

Le fauteuil permet de placer le patient en position en Trendelenburg afin d'avoir le bassin plus élevé que la tête et les épaules.

Sellerie tendue grand confort sans couture facilement lavable.

- Classée non feu M2.
- Résistante à l'abrasion pour 50.000 cycles.
- Couleur résistante à la lumière.
- Garantie exempt de substances nocives.
- Nouveau : traitement anti-bactérien avec efficacité sur MRSA (Staphylocoque doré).
- Jambières avec protection plastifiée.

Densité de sellerie 25 kg/m³, extra confort épaisseur 5 cm.

25 coloris au choix (voir nuancier).
Coloris Roi (53) en photo.

Dossier hauteur 86 cm, inclinable de -7° à +75° par vérin à gaz.
Jambière 44 cm amovible pour transformer en 2 plans, inclinable de -90° à +15°, par un système autobloquant .

Etriers gynécologiques très confortables. Démontage rapide. Réglage vertical et horizontal.

Structure : tube d'acier laqué avec peinture époxy cuite au four à 250°.

Réglage en hauteur par moteur électrique avec commande au pied.

Avec cuvette inox et roulettes escamotables par un seul levier.

Dimensions :
- Longueur 182 cm
- Largeur 62 cm
- Poids 68 kg.

Poids maximal supporté : 150 kg.

Fabrication européenne, garantie 3 ans.
Matériel médical CE 93/43.

Livraison gratuite franco de port.
Supplément pour livraison sur rendez vous avec 2 porteurs pour RDC ou étage.

Découvrez nos tabourets assortis avec la sellerie disponibles dans 3 gammes Cavalry, Burgos et Madrid.

[Voir les tabourets.](#)



