



Fauteuil podologie Ecopostural hauteur réglable électrique

Pour une position confortable du podologue et du patient

Fauteuil de podologie à hauteur variable électrique avec dossier et jambières relevables manuellement.

Hauteur variable de 58 à 87 cm.

Le fauteuil permet de placer le patient en position en Trendelenburg afin d'avoir le bassin plus élevé que la tête et les épaules.

Sellerie tendue grand confort sans couture facilement lavable.

- Classée non feu M2.
- Résistante à l'abrasion pour 50.000 cycles.
- Couleur résistante à la lumière.
- Garantie exempt de substances nocives.
- Nouveau : traitement anti-bactérien avec efficacité sur MRSA (Staphylocoque doré).

Densité de sellerie 25 kg/m³, épaisseur 5 cm.

25 coloris au choix (voir nuancier).

Coloris Roi (53) en photo.

Dossier hauteur 86 cm, inclinable de -7° à +75° par vérin à gaz.

Jambière 44 cm, inclinable de -60° à +18° par un système autobloquant.

Repose jambes séparées articulables.

Structure : tube d'acier laqué avec peinture époxy cuite au four à 250°.

Réglage en hauteur par moteur électrique avec commande au pied.

Avec accoudoirs et roulettes escamotables par un seul levier.

Dimensions:

- Longueur 182 cm.
- Largeur 62 cm.
- Poids 63 kg.

Poids maximal supporté : 150 kg.

Fabrication européenne, garantie 3 ans.

Matériel médical CE 93/43.

Livraison gratuite franco de port

Supplément pour livraison sur rendez vous avec 2 porteurs pour RDC ou étage.

Découvrez nos tabourets assortis avec la sellerie disponibles dans 3 gammes Cavalry, Burgos et Madrid.

[Voir les tabourets.](#)