

Fauteuil releveur Success Microfibres

Confort et autonomie grâce à ses différentes fonctions.

Le fauteuil releveur Success mono-moteur en revêtement microfibres avec mécanisme en acier, offre des équipements de série pour le confort de l'utilisateur :

- Tête amovible
- Protège accoudoirs
- Pochette latérale

Il possède toutes les positions de confort d'un fauteuil releveur grâce à sa télécommande manuelle :

- Debout, pour aide au levage de l'utilisateur.
- Lecture, les jambes sont légèrement relevées et le dossier incliné.
- Quasi-couchage, pour atteindre 167 cm déplié, avec dossier incliné à 140°.

Texture et coloris disponibles:

- Microfibres : coloris Amande
- Microfibres : coloris Beige
- Microfibres: coloris Océan
- Microfibres: coloris Terracotta
- Microfibres: coloris Cendre
- Microfibres: coloris Café

Motorisation basse tension 24 Volts.

Livraison Franco de port au pas de la porte.

Pour une livraison à l'étage ou avec l'aide de deux porteurs, nous vous invitons à ajouter cette option dans votre panier.

Dimensions de l'assise :

- largeur : 56 cm
- profondeur : 52 cm
- hauteur du sol : 46 cm

Densités :

- Dossier : 17 kg/m³
- Assise : 21 kg/m³

Vous pouvez également ajouter à ce fauteuil releveur, en option :

- Un cale tête confort coloris assorti.
- Une protection anti-fuites assorti.

[\(voir nos accessoires pour fauteuils releveurs\)](#)

Poids maximal : 130kg

Dimensions totales : larg. 84 x prof. 92 x haut. 104 cm

Poids du fauteuil : 54 kg

Garantie 2 ans.

Robé Médical 26 Rue des Poncees 88200 Saint-Étienne-les-Remiremont

Demande d'information: info-produit@robe-medical.com

