

## FICHE TECHNIQUE

CE



### Fauteuil releveur vibrant avec fonction massage doux et effet chauffant - Egvar

Fauteuil releveur grand confort avec massage léger par vibration et effet chauffant

Le fauteuil releveur massant en tissu molleton gris grand confort. Avec sa **vibration en douceur et son chauffage intégré** en option, il procure soulagement et relaxation. Adapté à tout type de profil, y compris aux personnes les plus sensibles.

Choix de massage en mode impulsion, pression ou vague avec possibilité de cibler le dos, les lombaires, les cuisses ou les jambes.

#### Caractéristiques techniques :

- ? Matériau : Tissu grand confort (molleton 250g)
- ? Densité de la mousse : 28g/m<sup>2</sup>
- ? Fonction massage ! 8 points de massage par vibration avec chauffage (tension : DC 12V 1A)
- ? Poids maximal supporté : 150 kg
- ? Dimensions : 103 cm x 95-163 cm x 108-85 cm
- ? Hauteur d'assise : 50 cm
- ? Profondeur d'assise : 53 cm
- ? Largeur d'assise : 57 cm
- ? Hauteur d'accoudoir : 66 cm
- ? Poids du fauteuil : 45 kg
- ? Modèle du moteur : BOAN motor 375-198
- ? Moteur : Mono-moteur, 29V
- ? Degré d'inclinaison : 155-160°

#### Fonctionnalités :

- ? 8 points de massage par vibration avec chauffage
- ? Personnalisable
- ? Télécommandes pour un contrôle facile x2
- ? Design ergonomique pour un confort optimal
- ? Structure robuste pour une utilisation durable
- ? Garantie : 2 ans

**Couleur :** Gris

#### Positions du fauteuil :

- ? Allongé
- ? Assis
- ? Relevé

#### Éléments du fauteuil :

- ? Dossier
- ? Base du fauteuil
- ? Prise secteur
- ? Prise
- ? Transformateur
- ? Télécommande 1
- ? Télécommande 2
- ? Supports d'équilibre x2

