

**Gants d'examen nitrile sans poudre, Boîte de 100 gants**

Limiter les risques d'allergies sans latex et sans poudrage

Les gants d'examen nitrile non poudrés non stériles à usage unique préviennent les contaminations des mains liés aux liquides biologiques et chimiques.

Equipement de Protection individuelle de catégorie III protégeant contre les risques chimiques avec une utilisation maximum testés de 4 heures.

**Caractéristiques :**

- Ambidextre
- Sans poudre
- Usage unique
- Non stérile
- Manchette à bord roulé
- Coloris : bleu

- XL Extra Large (9/10)

Gants nitrile sans poudre conditionnés en boîte de 100 gants.

Conformes aux normes EN 374-1:2016 ; EN374-2:2014 ; EN374-3:2003+AC:2006 ; EN374-4:2013 ; EN 374-5:2016 . EN 388- EN 420 - ISO 16523-1:2015 ; EN455 1,2,3,4.

Matériel Médical CE.

