



### **Gants de chirurgie latex non poudrés stériles - Romed®**

Gants latex non poudrés stériles certifiés EN 455-1:2000, 2:2015, 3:2015, 4:2009, Iso 10282:2014.

- Couleur jaune pâle
- Exempts de poussière, de saleté, de taches d'huile et d'autres particules étrangères
- Forme anatomique
- Surface microrugueuse dans la paume
- Manchette perlée
- PH (approximatif) - 6-8
- Résidu sans poudre - 2 mg/gant
- Teneur totale en protéines - 50 ?g/dm<sup>2</sup>
- Pénétration virale : conforme à la norme ASTM F1671
- Les gants chirurgicaux en latex sont exempts de phtalates, de nitrosamine, de NDMA et de NDEA
- Matière première Latex naturel centrifugé (96,5 – 97 %)

Conditionné par boîte de 50 paires de gants stérile non poudrés.

La stérilité est garantie pour une période de 5 ans si l'emballage n'est pas ouvert.

Matériel médical CE , Dispositif médical conforme MDD 93/42/EEC.