



### Lampe d'examen médical à Led, lumière du jour 40 000 Lux ViewTroniXx

Eclairage Led avec effet lumière du jour 6500 Kelvin

Lampe d'examen mobile de grande qualité avec un éclairage constitué de 6 LED.

Intensité lumineuse de 40 000 lux à 30 cm avec basse consommation d'énergie et puissance de 6 Watts.

- Éclairage lumière du jour : 6000-6500°K,
- Intensité lumineuse : 40 000 lux à 30 cm,
- Réglage progressif de l'intensité lumineuse,
- Bras entièrement flexible,
- Puissance 6 Watts,
- Durée de vie de l'ampoule prolongée grâce à la technologie LED (50 000 heures).

#### Dimensions :

- Tête de lampe : Ø 80 mm,
- Hauteur du pied : 980 mm,
- Longueur du bras flexible : 760 mm,
- Diamètre de la base : 530 mm,
- Longueur du câble : 2 m.

Modèle LAMQ6 livré en 3 parties. Assemblage simple, facile et sans outils.  
Poids (lampe + pied) : 4kg.

**La lampe d'examen médical à LED VIEWTRONIXX est une exclusivité de Robé Médical.**

Garantie 2 ans.  
Matériel médical CE.