

### Loupe de table grossissement x2

Articulable, stable. Adaptée pour les travaux de précision.

Fournie avec un socle noir et un support de fixation pour table. Se pose sur une table/un bureau ou se fixe à la table à l'aide du support. En cas de troubles visuels, permet d'avoir les mains libres lors de vos activités (lecture, broderie, couture, etc.).

- Bras articulé positionnable dans plusieurs directions.
- Lentille orientable.
- Rotation à 360°C.
- Grossissement x2.

#### Installation :

- Sur une table avec sa base : fixer le bras articulé de la loupe sur le socle noir, ajuster la hauteur et l'angle si besoin.
- Sur une table avec le support fourni : bien fixer le support à la table et insérer le bras de la loupe dans le support de fixation. Ajuster la hauteur et l'angle si besoin.

#### Entretien :

Nettoyer à l'aide d'une lingette pour lunettes et d'un chiffon doux.

#### Dimensions :

- Base : 195 x 130 x 45 mm.
  - Lentille : 240 x 164 mm.
- Poids : 1,4 kg.

