

### Masque chirurgical - Enfant - Type II Haute Filtration 98% - Boîte de 50 masques

Spécialement conçu pour les enfants, conforme à la norme EN 14683:2019 Type II. Ne contient aucun graphène.

Masque chirurgical conçu pour une utilisation par des enfants avec une Efficacité de Filtration Bactérienne (EFB) supérieure ou égale à 98%. Les 3 couches en polypropylène offre une bonne respirabilité, légèreté et un toucher doux, non irritant.

#### Caractéristiques techniques :

- Trois couches en polypropylène
- Élastique de fixation : polyuréthane, polyester
- Barrette nasale : polyéthylène
- Ne contient aucun graphène.
- Coloris : bleu
- Sans entretien, dispositif à usage unique
- 4h d'utilisation
- Durée de conservation : 2 ans
- Conformité : **EN14683:2019 type II**
- EFB (Efficacité de Filtration Bactérienne) égale ou supérieure à 98%.
- Une structure en triple épaisseur assurant la filtration de corps étrangers.
- Dimension : 14.5 x 9.5cm

Conditionné par boîte de 5 sachets de 10 masques.

Matériel Médical CE

