



### **Masque chirurgical noir - Enfant - Type IIR Haute Filtration 98% - Boîte de 50**

Spécialement conçu pour les enfants, conforme à la norme EN 14683:2019+AC:2019. Type IIR.

Masque chirurgical à élastique à haute filtration, de type IIR. Usage unique, anti-poussière et anti-gouttelettes. Avec barrette nasale ajustable. Conforme à la norme européenne EN 14683:2019+AC:2019.

**Ne contient aucun graphène.**

- Filtration bactérienne (EFB) de Type IIR supérieure à 98%.
- Classe R (résistance aux micro particules liquides et aux projections).
- 3 plis pour un espace de respiration idéal.
- 3 épaisseurs pour une filtration optimale.
- Ajustable à la forme du visage par barrette métallique.
- Fixation auriculaire par sangle élastique.

Existe également en coloris [bleu](#).

Coloris : noir.

Dimensions d'un masque : 14,5 x 9,5 cm.

Conditionné par boîte de 50 masques.

Matériel Médical CE.