

Masques à oxygène moyenne concentration avec tubulure Robé Médical

Masque à oxygène qualité extra souple.

Ce masque à oxygène moyenne concentration Robé Médical est destiné à l'administration de l'oxygène par voie nasale ou orale.

Composé d'un tuyau de 2,10 mètre ainsi que d'un pince-nez et un élastique de maintien il assure confort et sécurité au patient.

Fabrication en PVC souple transparent sans latex.



Masque non stérile à patient unique.

Caractéristiques:

- Masque moyenne concentration.
- Élastiques de maintien.
- Barrette métallique pour fixer le masque sur le nez.
- Tubulure à oxygène de 2,10 m.

- Sans latex.
- Non stérile.
- Non collant.
- Non irritant.

Modèles disponibles:

- Masque Adulte, moyenne concentration avec tubulure 2,10m.
- Masque Enfant, moyenne concentration avec tubulure 2,10m.

Emballage individuel.

Vendu par lot de 5 masques.

Normes directive 93/42 CE pour les dispositifs médicaux.

Matériel médical CE.