



## Masques chirurgicaux IIR Efb>98% Bleu - Fab. Française - Inspire haute respirabilité - Bte 50

Grand confort. Haute performance respiratoire. Filtration et résistance aux particules liquides et projections..

Masques chirurgicaux à haut niveau de filtration, résistant aux liquides, de type IIR. Conformes à la norme européenne EN 14683:2019 EFB>98%. Non tissé, 3 plis, offre une haute respirabilité, légèreté et un toucher doux, non irritant.

### La haute respirabilité Inspire :

La norme européenne prévoit un niveau de pression maximum ne devant pas être dépassé pour assurer la respiration. Plus son niveau est bas, plus la respiration s'effectue facilement. Ce niveau pour la classe IIR est de 60 mbar.

Ce masque présente un niveau de pression de seulement 30 mbar, et donc de deux fois plus favorable à la respiration que la norme. **Avec Inspire, nous allons vous faire oublier que vous portez un masque !**

- Filtration bactérienne (EFB) de Type IIR >98% à 3 µm.
- Classe R (résistance aux micro particules liquides et aux projections).
- 3 plis pour un espace de respiration idéal.
- Matière : non tissée.
- Élastiques auriculaires souples et doux.
- Ajustable à la forme du visage avec barrette métallique nasale.
- Hypoallergénique, sans latex.
- Sans fibres de verre.
- Marquage « EXT » pour le sens de mise en place.
- Ne contient aucun graphène
- Coloris : bleu (la teinte bleue peut varier)

Fabriqué en France.

Conditionné en boîte distributrice de 50 unités.

Dispositif médical CE.