



### Microperfuseur épicanien à ailettes Mirage Pic - Boîte de 100

Pour un accès veineux rapide et sans douleur

Épicanienne avec aiguille triple affilage et traitement silicone antifriction.

Avec ailettes, tubulure et connexion Luer Lock à ailettes souples.

Le microperfuseur PIC Mirage constitue la référence en matière de dispositif épicanien de type butterfly.

- Tubulure souple, longueur 30mm.
- Aiguille à triple affilage, traitement silicone antifriction.
- Longueur aiguille 20mm.
- Cône rigide Luer Lock.
- Sans latex.
- Sans phtalate.

[Peut s'utiliser avec les adaptateurs à prélèvements.](#)

Emballage individuel stérile, stérilisation oxyde d'éthylène. Validité 5 ans.

Disponible dans 6 tailles standard.

Conditionnement par boîte de 100 microperfuseurs épicanien Mirage PIC.

CE 0123.

Fabrication européenne

Matériel médical CE.

*Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.*